



Grand Healthcare
Fabricante de Equipos Médicos

Cojín Antiescaras de Gel de Silicona y Espuma

Manual del Usuario



IMPORTANTE: Leer detenidamente el contenido completo de este manual antes de utilizar este equipo. Guarde estas instrucciones.



ISO 13485:2003



1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La capa superior de espuma de alta elasticidad mejora la circulación de aire y proporciona un soporte y confort óptimos.

El gel de doble cámara alivia el dolor y distribuye el peso del paciente uniformemente.


La cubierta es removible y lavable bi-elástica, permeable al vapor y resistente al agua fabricada con vinilo antideslizante.

Este cojín proporciona un apoyo eficaz desde el cual el usuario puede realizar sus tareas sin dificultad, da confort, ayudar a mejorar la postura, facilitando los cambios posturales oportunos durante sedestación prolongada, y absorbe los impactos que puedan producirse al desplazar la silla de ruedas sobre superficies irregulares o al realizar diversas actividades.

Previene las úlceras por presión al reducir la concentración de presiones en los tejidos.

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Su estructura permite conseguir un reparto homogéneo de las presiones y proporciona estabilidad, ayudando a mantener la postura, lo que evita la maceración y la falta de circulación en la zona. Otra característica muy importante de este cojín, es que, mantiene la temperatura lo que evitará una sudoración excesiva al usuario. Gracias a los materiales de alta calidad con los que ha sido fabricado este cojín, es muy confortable, resistente y fiable.



Peso del cojín: 700 Gr

Peso máximo del usuario: 110 Kg

Dimensiones: 40 X 40 X 8 cm (modelo GF16163)

45 X 40 X 8 cm (modelo GF18163)

4 FUNCIONAMIENTO

Coloque el cojín en la silla, y utilícelo normalmente, para hacer lavado de la funda utilice un jabón líquido anti bacterial, no utilice plancha, no meta el cojín de espuma en la lavadora por que puede romperse.

5 GARANTÍA

La garantía incluye la atención de este producto por el termino de diez (10) días, a partir de la compra por el usuario, haciendose responsable de reparar y/o cambiar cualquier pieza que muestre fallas en condiciones normales de funcionamiento, o presente cualquier defecto de fabricación.

La garantía caduca si:

- . Recibe un trato inadecuado.
- . No se cumple con las pautas de uso, limpieza y mantenimiento indicadas en el manual de uso.
- . La garantía no esta sellada y acompañada por la factura de compra, si se observan enmiendas o raspaduras en el certificado de garantía y/o factura de compra.

NOTA: Durante la vigencia de la garantía los gastos de traslados se regirán por la ley 1480 de 2011. El equipo sera reparado en un termino no mayor a 30 días según lo establece la ley 1480 de 2011.